


Mab Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 Humano Para Fc - Q14242

Número de artículo: CM0004894



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo conjugado con contra CD162/PSGL-1 humano para citometría de flujo. Dirigido a la molécula de adhesión de leucocitos fundamental en la inflamación y la entrada viral. Adecuado para investigación en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD162/PSGL-1 humano
Notas/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6404
GeneID	6404
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-295 de CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso de la proteína	43kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo