

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd162/Psgl-1 Para Citometría De Flujo - Q14242

Número de artículo: CM0003998



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD162/PSGL-1 humano, un ligando de selectina. Validado para citometría de flujo (FC) en leucocitos humanos. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD162/PSGL-1
Observaciones/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6404
GeneID	6404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-295 del CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso proteico	43kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo