


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd166/Alcam Para Fc - Q13740

Número de artículo: CM0008976



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con anti CD166/ALCAM humano. Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la activación de células T, adhesión celular e investigación de células madre hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD166/ALCAM
Observaciones/Alias	ALCAM; CD166; MEMD; antígeno CD166
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	214
ID de gen	214
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo