


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd166/Alcam Humano Para Citometría De Flujo - Q13740

Número de artículo: CM0009334



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para la proteína CD166/ALCAM humana (UniProt Q13740), diseñado para citometría de flujo. CD166 media la adhesión celular, la activación de linfocitos T y el injerto de células madre hematopoyéticas. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM monoclonal de conejo anti-CD166/ALCAM humano
Observaciones/Alias	MEMD; CD166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 de la proteína CD166/ALCAM humana (NP_001618.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso molecular de la proteína	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo