

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16B Humano Para Fc - O75015

Número de artículo: CM0008051



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD16b humano (FCGR3B). Diseñado para citometría de flujo, detecta el receptor Fc de IgG de baja afinidad en neutrófilos. Útil para investigación en inmunología y complejos inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16b humano
Observaciones/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 del CD16b humano (NP_000561.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75015
Peso Proteico	26KDa
Envío	Bolsa de hielo