

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16B Humano Para Citometría De Flujo - 075015

Número de artículo: CM0009097



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD16b humano (FcγRIIIb) para citometría de flujo. Receptor Fc de IgG de baja afinidad expresado en neutrófilos; adecuado para estudios de complejos inmunitarios.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16b humano                                                                                 |
| Observaciones/Alias | CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen          | 2215                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de CD16b humano (NP_000561.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | 075015                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 26 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |