


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd170/Siglec-5 Humano Para Fc - O15389

Número de artículo: CM0011369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD170/Siglec-5 humano, validado para citometría de flujo. Detecta la lectina tipo inmunoglobulina 5 de unión al ácido siálico, una molécula de adhesión presente en las células mieloides. Adecuado para estudios de inmunofenotipificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD170/Siglec-5 humano
Observaciones/Sinónimos	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Especie	Humano
GeneID (humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-434 de CD170/Siglec-5 humano (NP_003821.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo