


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd170/Siglec-5 Para Citometría De Flujo - O15389

Número de artículo: CM0007920



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD170/Siglec-5 humano para citometría de flujo. Apto para estudios de células mieloides; presenta reacción cruzada con humano. UniProt: O15389.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD170/Siglec-5
Observaciones/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-434 del CD170/Siglec-5 humano (NP_003821.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo