


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd171/L1Cam Mab - P32004

Número de artículo: CM0004097



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD171/L1CAM validado para citometría de flujo (FC) en muestras humanas. Se dirige a la molécula de adhesión celular neural L1, crucial para el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD171/L1CAM mAb
Observaciones/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Especie	Humano
GeneID	3897 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-1120 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso Proteico	140kDa
Envío	Bolsa de hielo