

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd171/L1Cam Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P32004

Número de artículo: CM0008875



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD171/L1CAM humano (molécula de adhesión celular neural L1). Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación en neurociencia, migración neuronal y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD171/L1CAM
Observaciones/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3897
ID del Gen	3897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-1120 del CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso Molecular de la Proteína	140kDa/139kDa
Envío	Bolsa de hielo