

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd171/L1Cam Humano Para Citometría De Flujo - P32004

Número de artículo: CM0008419



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD171/L1CAM humano, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudios de adhesión neuronal, con un peso proteico de 140 kDa. Se envía en una bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD171/L1CAM humano
Observaciones/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3897
GeneID	3897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-1120 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32004
Peso proteico	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo