


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd172A/Sirpα Humano Para Fc - P78324

Número de artículo: CM0009591



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD172a/SIRPα humano (SWISS: P78324). Validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la señalización de células inmunitarias, la regulación de la fagocitosis y las interacciones de receptores inhibidores.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD172a/SIRPα humano                                                                                 |
| Observaciones/Alias | BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de gen (Humano)  | 140885                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-370 de CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                   |
| SWISS               | P78324                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 55kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |