


Abflo 647 Conejo Anti-Humano Cd172A/Sirpα Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P78324

Número de artículo: CM0010430



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 contra CD172a/SIRPα humano (UniProt P78324). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización CD47-SIRPα, la regulación de la fagocitosis y la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD172a/SIRPα mAb
Observaciones/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Especie	Humano
ID de Gen	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-370 del CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo