


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd172B Humano Para Citometría De Flujo - 000241

Número de artículo: CM0009457



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD172b humano (SIRP-beta-1). Validado para citometría de flujo, reacciona con humano. Inmunógeno recombinante, peso molecular 43 kDa. Ideal para estudiar la señalización de células mieloides y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD172b humano
Observaciones/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Especie	Humano
GeneID	10326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-371 del CD172b humano (NP_006056.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	000241
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo