


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd172B Para Citometría De Flujo - 000241

Número de artículo: CM0007767



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD172b humano (SIRP-beta-1) para citometría de flujo (FC). Validado para muestras humanas. Adecuado para estudios de regulación mieloide y de la vía SYK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD172b mAb
Observaciones/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Especie	Humano
GeneID	10326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-371 del CD172b humano (NP_006056.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00241
Peso proteico	43kDa
Envío	Brazaleta de hielo