

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd177 Humano Para Fc - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0011703

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al antígeno CD177 humano. Validado para citometría de flujo (FC) para estudiar la función, adhesión y migración de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD177 humano
Observaciones/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 del CD177 humano (NP_065139.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo