

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd177 Humano () Para Citometría De Flujo - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0010325

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD177 humano, conjugado con para citometría de flujo. Reconoce un receptor anclado a GPI específico de neutrófilos implicado en la activación y migración. Adecuado para investigación en inmunología, inflamación y hematología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD177 humano
Observaciones/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 22-407 de CD177 humano (NP_065139.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso de la proteína	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo