

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd185/Cxcr5 Humano Para Fc - P32302

Número de artículo: CM0005585

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD185/CXCR5 humano. Diseñado para citometría de flujo, es útil para la investigación de migración de linfocitos B y linfoma de Burkitt. Reactividad cruzada confirmada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD185/CXCR5 humano
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Especie	Humano
GeneID (humano)	643
GeneID	643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47 de la proteína CD185/CXCR5 humana (NP_033981.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo