

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd185/Cxcr5 Humano Para Citometría De Flujo - P32302

Número de artículo: CM0009055

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD185/CXCR5 humano validado para citometría de flujo, ideal para la investigación de la migración de células B y el linfoma de Burkitt. Suministro integral de materias primas para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD185/CXCR5 humano
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Especie	Humano
GeneID (humano)	643
GeneID	643
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47 del CD185/CXCR5 humano (NP_001707.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo