


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd197/Ccr7 Humano Para Citometría De Flujo - P32248

Número de artículo: CM0007918



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD197/CCR7 humano, validado para citometría de flujo. Detecta un GPCR de 43 kDa involucrado en la homing linfocitaria, ideal para investigación en inmunología y VEB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD197/CCR7
Observaciones/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Especie	Humano
ID genético	1236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-59 de CD197/CCR7 humano (NP_001829.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32248
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo