


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1B Humano Para Fc - P29016

Número de artículo: CM0011581



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD1b humano (SWISS P29016) para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la presentación de antígenos lipídicos y las respuestas de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD1B humano
Observaciones/Alias	R1; CD1; CD1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	910
ID del gen	910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 de la CD1B humana (NP_001755.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso de la proteína	37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo