

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd1C Con Para Fc - P29017

Número de artículo: CM0012411



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD1c conjugado con , validado para citometría de flujo. Se dirige a la molécula presentadora de antígenos lipídicos CD1c (UniProt P29017). Ideal para estudiar inmunología de células T, presentación de antígenos y neoplasias linfoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb conejo anti-humano CD1c
Observaciones/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especies	Humano
GeneID (humano)	911
GeneID	911
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 del CD1c humano (NP_001756.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo