


Conejo Anti-Humano Cd1C Anticuerpo Monoclonal Para Fc - P29017

Número de artículo: CM0006262



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD1c humano, validado para citometría de flujo. Específico para CD1c humano, reacciona con células dendríticas y timocitos corticales. Ideal para inmunofenotipificación e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD1c mAb
Observaciones/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	911
GeneID	911
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 del CD1c humano (NP_001756.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo