

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1C Humano Para Citometría De Flujo - P29017

Número de artículo: CM0005987



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD1c humano, una proteína presentadora de antígenos lipídicos. Optimizado para citometría de flujo (CF) en muestras humanas. Validado para uso investigativo en estudios de inmunología y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD1c humano
Observaciones/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	911
ID del gen	911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 de CD1c humano (NP_001756.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo