


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1D Humano - P15813

Número de artículo: CM0009531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD1d humano, una glicoproteína clave de presentación de antígenos para glicolípidos. Validado para Citometría de Flujo. Ideal para la investigación en biología de células NKT e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD1d humano
Observaciones/Alias	R3; CD1A; R3G1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	912
GeneID	912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-301 del CD1d humano (NP_001757.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo