

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1D Humano Para Citometría De Flujo - P15813

Número de artículo: CM0011989



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD1d humano (P15813). Validado para citometría de flujo para el estudio de la presentación de glicolípidos y la biología de las células NKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD1d humano
Observaciones/Alias	R3; CD1A; R3G1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	912
ID del gen	912
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-301 de CD1d humano (NP_001757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo