

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1D Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P15813

Número de artículo: CM0005991

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD1d humano (clon R3G1). Validado para citometría de flujo, dirigido al receptor presentador de glucolípidos (UniProt P15813). Ideal para estudios de células NKT e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD1d humano
Observaciones/Alias	R3, CD1A, R3G1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	912
GeneID	912
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-301 del CD1d humano (NP_001757.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo