


Mab De Conejo Anti-Cd2 Humano - P06729

Número de artículo: CM0012209



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD2 humano (LFA-2, SRBC), validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células T y NK y estudios de adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD2 humano
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	914
ID del gen	914
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo