

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Humano Para Fc - P06729

Número de artículo: CM0012787



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad que se une específicamente al CD2 humano (T11, LFA-2), validado para citometría de flujo, ideal para explorar los mecanismos de adhesión y señalización mediados por células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD2 humano
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humana
ID del gen	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P06729
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo