


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Humano Para Citometría De Flujo - P06729

Número de artículo: CM0010833



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con dirigido al CD2 humano (T11, LFA-2), validado para citometría de flujo. Reconoce una glicoproteína de superficie de células T de 39 kDa involucrada en adhesión y señalización. Ideal para el análisis de subpoblaciones de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD2 humano
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
ID del Gen	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Molecular de la Proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo