

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P06729

Número de artículo: CM0008269



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD2 humano, validado para detección por citometría de flujo. Apto para aplicaciones de investigación en células T y células NK. Materia prima para IVD para desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD2 humano
Observaciones/Alias	CD2; LFA-2; SRBC; T11; molécula CD2
Especie	Humano
ID del gen	914 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo