

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200/Ox2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P41217

Número de artículo: CM0008937

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD200/OX2 humano, conjugado con . Validado para aplicaciones de citometría de flujo en muestras humanas. Útil para investigar la coestimulación de células T y la actividad de células mieloides. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD200/OX2 humano
Observaciones/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Especie	Humano
ID del Gen	4345
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso Molecular de la Proteína	30kDa/31kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo