

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200/Ox2 Humano Para Citometría De Flujo - P41217

Número de artículo: CM0008535

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , que reconoce específicamente CD200/OX2 humano. Adecuado para citometría de flujo en estudios de regulación inmunitaria. P41217.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD200/OX2 humano
Observaciones/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Especie	Humano
ID del gen	4345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 de CD200/OX2 humano (NP_001352780.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso de la proteína	30 kDa/31 kDa/32 kDa
Envío	Bolsa de hielo