


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200R Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q8Td46

Número de artículo: CM0009261



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD200R humano (OX2R). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Específico para el receptor 1 de CD200 humano, un receptor inhibidor del punto de control inmunitario involucrado en la regulación de la inflamación. Ideal para inmunofenotipado e investigación en inmunoncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD200R humano
Observaciones/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	131450
ID del Gen	131450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-240 del CD200R humano (NP_740750.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso Molecular de la Proteína	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo