


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200R Humano Para Citometría De Flujo - Q8Td46

Número de artículo: CM0009025



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD200R humano, conjugado con , validado para citometría de flujo. Detecta la expresión del receptor CD200 en células inmunitarias para investigación en inmunooncología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD200R humano
Observaciones/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	131450
ID genético	131450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-240 de CD200R humano (NP_740750.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso de la proteína	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo