


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd201/Epcr Humano Para Fc - Q9Unn8

Número de artículo: CM0011356



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR humano (EPCR). Validado para citometría de flujo, se une al receptor de proteína C endotelial implicado en la coagulación. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD y la investigación en hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD201/EPCR humano
Observaciones/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de proteína C
Especie	Humano
ID genético	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo