


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd201/Epcr Humano Para Citometría De Flujo - Q9Unn8

Número de artículo: CM0008301



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la vía anticoagulante de la proteína C y la biología de las células endoteliales en investigaciones sobre la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcMo de conejo anti-CD201/EPCR humano
Observaciones/alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de la proteína C
Especie	Humana
GeneID (humano)	10544
GeneID	10544
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR humano (NP_006395.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UNN8
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo