


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd201/Epcr Para Citometría De Flujo - Q9Unn8

Número de artículo: CM0008533



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD201/EPCR humano, conjugado con para citometría de flujo. Detecta CD201/EPCR endógeno en células endoteliales. Ideal para la investigación de hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD201/EPCR
Observaciones/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de proteína C
Especie	Humano
ID de Gen	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 del CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo