


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd201/Epcr Humano Para Citometría De Flujo - Q9Unn8

Número de artículo: CM0004546



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR humano, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la vía anticoagulante de la proteína C en células endoteliales, investigación de la coagulación y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD201/EPCR humano
Observaciones/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de proteína C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo