

Mab De Conejo Anti-Cd204 Humano Para Fc - P21757

Número de artículo: CM0009287



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD204 humano conjugado con validado para citometría de flujo (FC). Se dirige al receptor captador de macrófagos humano MSR1 (CD204), un receptor clave en la captación de LDL modificada y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD204
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4481
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-451 de la CD204 humana (NP_619729.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
Acceso UniProt	P21757
Peso de la proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envío	Bolsa de hielo