


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd204 Humano Para Citometría De Flujo - P21757

Número de artículo: CM0010382



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado contra CD204 humano (MSR1/SCARA1) para citometría de flujo. Validado en muestras humanas, reconoce el receptor recolector implicado en la captación de LDL modificada y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD204 humano
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-451 de la CD204 humana (NP_619729.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso molecular de la proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envío	Bolsa de hielo