


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd206/Mmr Para Fc - P22897

Número de artículo: CM0011747



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD206/MMR humano para citometría de flujo. Diseñado contra el dominio extracelular recombinante, adecuado para la detección del receptor de manosa de macrófagos en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano CD206/MMR
Observaciones/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4360
GeneID	4360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-1389 del Receptor de Manosa/CD206 humano (NP_002429.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22897
Peso proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo