


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd206/Mmr Para Fc - P22897

Número de artículo: CM0008122



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD206/MMR conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al receptor de manosa 1 de macrófagos humanos, validado para FC. Adecuado para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD206/MMR mAb
Observaciones/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Especie	Humano
ID de Gen	4360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-1389 del Receptor de Manosa/CD206 humano (NP_002429.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22897
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo