


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd213A1/IL-13Rα1 Para Fc - P78552

Número de artículo: CM0011407



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la IL-13Rα1 humana (CD213a1), conjugado con . Validado para citometría de flujo. Adecuado para investigar la señalización del receptor IL13/IL4 en investigación inmunológica y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD213a1/IL-13Rα1
Observaciones/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidad alfa-1 del receptor de interleucina-13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 de la CD213a1/IL-13Rα1 humana (NP_001551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso proteico	31kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo