


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd213A1/IL-13Rα1 Humano Para Fc - P78552

Número de artículo: CM0008290



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD213a1/IL-13Rα1 humano, validado para citometría de flujo. Se une al dominio extracelular, adecuado para la investigación en inmunología y señalización de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD213a1/IL-13Rα1 humano
Observaciones/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidad alfa-1 del receptor de interleucina-13
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3597
ID del gen	3597
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 de CD213a1/IL-13Rα1 humano (NP_001551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso de la proteína	31 kDa/48 kDa
Envío	Bolsa de hielo