

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd215/IL-15R Alfa Humano Para Fc - Q13261

Número de artículo: CM0003997



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta afinidad dirigido contra el receptor alfa de CD215/IL-15 humano para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, ideal para estudios de señalización de receptores en células inmunitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD215/IL-15R alfa humano                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CD215                                                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                        |
| ID del gen (Humano) | 3601                                                                                                                                          |
| ID del gen          | 3601                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-205 de CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                      |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q13261                                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 28kDa                                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |