

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd215/IL-15R Alfa Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q13261

Número de artículo: CM0011055



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD215/IL-15R alfa humano. Validado para aplicaciones de FC. Receptor de IL-15 de alta afinidad implicado en la señalización inmunitaria. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD215/IL-15R alfa
Observaciones/Alias	CD215
Especie	Humano
GeneID	3601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-205 del CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13261
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo