

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd215/IL-15R Alfa Para Citometría De Flujo - Q13261

Número de artículo: CM0010342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD215/IL-15R alfa humano (IL15RA). Validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor humano con un peso proteico de 15-28 kDa, adecuado para estudios de señalización inmune y de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD215/IL-15R alfa
Observaciones/Alias	IL15RA; CD215; subunidad alfa del receptor de interleucina-15
Especie	Humano
GeneID	3601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-205 del CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13261
Peso Proteico	15-28kDa
Envío	Bolsa de hielo