


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd22 Humano Para Citometría De Flujo - P20273

Número de artículo: CM0006086



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD22 humano conjugado con para citometría de flujo. Reacciona con el receptor de células B humano CD22 (95 kDa), miembro de la familia Siglec implicado en la señalización y adhesión de las células B. Ideal para la investigación de células B.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD22 humano                                                                                                                          |
| Observaciones/alias | CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; molécula CD22                                                                                                                  |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 933                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 933                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-687 de CD22 humano (NP_001762.2). |
| Origen              | conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P20273                                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 95 kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |