


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd22 Humano Para Citometría De Flujo - P20273

Número de artículo: CM0005724



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD22 humano (Siglec-2). Validado para citometría de flujo en linfocitos B. Inmunógeno recombinante (aa 20-687). Ideal para inmunofenotipado e investigación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD22 Humano
Observaciones/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	933
ID del gen	933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-687 del CD22 humano (NP_001762.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo